

**CONTRÔLE QUALITÉ DES BOUCHONS****Evaluation rapide des risques d'utilisation de votre lot de bouchons à partir de 3 tests****1 Risque de mauvais goût ?**Check list bouchons contaminants :  
Dosage TCA\*, TBA, TeCA\*, PCA\*, guaiacol**2 Risque de bouchage/débouchage incorrect ?**

Mesures des forces d'extraction\*

**3 Risque d'étanchéité insuffisante ?**

Comportement à l'étanchéité aux liquides\*

Transmettre au laboratoire 40 bouchons prélevés selon la norme ISO 2859 et emballés dans une poche en polyéthylène (cf [www.labexcell.com](http://www.labexcell.com) : envoi d'échantillons).

\* : analyses accréditées COFRAC

Résultats sous 48 Heures

Rev 0 (21/07/14)

BOUCHAGE  
**PACKAGING**  
BOUCHAGE  
PACKAGING**Rapid'Cork**